

Wiederverwendbare Schutzmasken (Schweizer Produktion)



- 1 Set bestehend aus:**
- 1 Maske aus Baumwolle
 - 40 Einlegemembranen



Best. Nr. AP18923.AA Schutzmaske (PSA)
Maske waschbar bei 90° (bitte anschliessend in Form ziehen!) oder **zum Auskochen in siedendem Wasser** (ca. 5 Min.!) Einlegemembrane zum Einmalgebrauch, können aber, wenn gewünscht, auch gewaschen oder ausgekocht werden. Sterilisierbar.

SONDERPREIS CORONA = CHF 18.--
(Normalpreis CHF 25.-) + Porto


Geprüft EN 14683:2019, SOP 13-002 (PSA)

Einlage 1 Membran = Atemschutzmaske

Einlage 2 Membrane = vergleichbar FFP1 bzw. Typ I

Einlage 3 Membrane = vergleichbar FFP2 bzw. Typ II

Best. Nr. AP18931.AA Zusatzbox
mit zusätzliche Einlegemembranen
(1 Box à 200 Stk.)
Preis: CHF 25.-- + Porto



"Die Maske ist sehr angenehm zu tragen; man kann damit gut atmen. Das Konzept mit einer wiederverwendbaren Aussenmaske und einer auswechselbaren Innenmembrane ist sehr gut."

Dr. med. Andreas Baumann
Facharzt für Neurologie FMH
Neurozentrum Oberaargau

Korrektter Einsatz der Maske:

Im Nasenbereich der Maske ist ein Alu eingenäht, welches Sie an Ihre Nase anpassen können. Legen Sie nun die gewünschte Anzahl Einlegemembrane wie abgebildet mit den abgewinkelten Ecken nach oben in die Maske und ziehen Sie die Maske an. Legen Sie die Elastikbänder um Ihre Ohren, halten mit der einen Hand die Maske auf der Nase fest und ziehen mit der anderen Hand die Baumwollmaske über das Kinn.

